



Varenummer 222258

Hæfteplaster, QuickFix, 7,2x2,5x13,5cm, beige, inkl. 2 pk elastiske plastre á 45 stk (str. 72x25 mm)

✓ Plads til 90 stk.



## Produktbeskrivelse

Hæfteplaster, 90 stk. elastiske og behagelige tekstilplastre, der tilpasser sig hudens bevægelser. Plastrene er hudvenlige og lader huden ånde. Refill vnr. 221881.

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Hæfteplaster
Varemærke	QuickFix
Sekundær farve	Beige
Features	Inkl. 2 pk elastiske plastre á 45 stk (str. 72x25 mm)
Længde/dybde	7.2 cm
Bredde	2.5 cm
Højde	13.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	39.5 cm	26 cm	25 cm	5701684550212
stk	1 stk				5701684550229



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.