



Varenummer 222258

Plasterdispenser, QuickFix, 7,2x2,5x13,5cm, beige, inkl. 2 pk elastiske plastre á 45 stk (str. 72x25 mm)

- ✓ Plads til 90 plastre
- ✓ Nem at bruge og genopfylde
- ✓ Kan låses



Produktbeskrivelse

Plum QuickFix dispenser med 90 elastiske tekstilplastre i beige, som tilpasser sig hudens bevægelser. Plastrene er hudvenlige og lader huden ånde. Dispenseren er udviklet til brug på mange forskellige arbejdspladser og har et beskyttende grønt låg, som holder indholdet fri for støv og snavs. Den er nem at bruge og genopfylde og har en indvendig hylde til mindre genstande. Kan om ønsket aflåses med nøgle. Leveres med 2 pakker QuickFix tekstilplastre til refill (72 x 25 mm, beige) á 45 stk. – i alt 90 stk. Refill varenummer: 221881.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Plasterdispenser
Varemærke	QuickFix
Sekundær farve	Beige
Features	Inkl. 2 pk elastiske plastre á 45 stk (str. 72x25 mm)
Længde/dybde	7.2 cm
Bredde	2.5 cm
Højde	13.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	39.5 cm	26.6 cm	25.8 cm	5715205550216
stk	1 stk				5715205550223



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.