

Varenummer 222265

Manchet, Welch Allyn, Flexiport, sort, voksen, model til lår uden slange og konnektor, str 13, Ø 40-55 cm, flergangs



Produktbeskrivelse

Flexiport blodtryksmanchet flergangs. Manchetten har ingen syede sømme, der kan skære/rive. Flexiport leveres med en unik kobling, som gør skiftet mellem de forskellige manchetstørrelser yderst let. Kan med de forskellige koblinger der findes, anvendes til blodtryksapparater med både 1- og 2 slanger. Kan rengøres med enzymatisk sæbe eller desinficeres med 70% isopropylalkohol. Manchetten er latexfri. Slange og konnektor skal købes separat.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	Welch Allyn
Model	Flexiport
Farve	Sort
Features	Voksen, model til lår uden slange og konnektor, str 13, Ø 40-55 cm
Engangs/flergangs	Flergangs
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	22.5 cm	21.5 cm	2.5 cm	732094065749



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.