



Varenummer 222285

## Skumbandage, Mepilex XT, 5x5cm, m/silikonekontaktlag, u/klæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Meget formbar
- ✓ Minimerer smerte og traume ved bandageskift
- ✓ Er behagelig for patienten ved brug
- ✓ Velegnet til brug under kompression
- ✓ Kan blive siddende i flere dage
- ✓ Frigør begge hænder til applicering af kompressions- eller fikseringsbandage
- ✓ Kan løftes og justeres uden at miste klæbeevnen



### Produktbeskrivelse

Mepilex XT er en blød og formbar skumbandage med unikke integrerede kanaler på sårkontaktlagsiden. Disse transporterer hurtigt sårsekret vertikalt ind i skumpuden og fordeler væsken jævnt i bandagen. Er specielt velegnet til sår med sårsekret af høj viskositet som fx venøse bensår. Kan anvendes til såvel akutte som kroniske sår i alle stadier. Silikonekontaktlaget minimerer risikoen for maceration af hudomgivelser, og minimerer smerte og traume ved bandageskift. Kan anvendes under kompression. Kan klippes i passende størrelser. Skal fikseres.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Skumbandage                                                                      |
| Varemærke                        | Mepilex                                                                          |
| Vareserie                        | XT                                                                               |
| Features                         | M/silikonekontaktlag, u/klæb, latexfri, steril                                   |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | PUR-skum, PUR-film, safetac silikone                                             |
| Længde/dybde                     | 5 cm                                                                             |
| Bredde                           | 5 cm                                                                             |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIa                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | 3 år fra produktionsdato                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| kll   | 8 pk       | 26 cm   | 19.5 cm | 15.3 cm |                |
| pk    | 5 stk      | 14.1 cm | 12.2 cm | 4 cm    | 07323190122981 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt