



Varenummer 222291



Bandageclips, ABENA, 1,5x3,4cm, lysebrun, latexfri, flergangs

✓ Latex fri

Produktbeskrivelse

ABENA bandage clips er en stærk clips som holder forskellige varianter af bandager fast efter oprulning.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bandageclips
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Lysebrun
Features	Latexfri
Engangs/flergangs	Flergangs
Ingredienser/sammensætning	73% polyester, 27% elasthan
Længde/dybde	1.5 cm
Bredde	3.4 cm
Vægt, netto	0.5 g
Vægt, brutto	55.7 g
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bandageclipsen må ikke bruges til at fiksere bandagen ved anlæggelsen.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6400 stk	57.1 cm	29.4 cm	16 cm	7630523607856
pk	100 stk	7 cm	7 cm	6.8 cm	7630523607351
stk	1 stk				



Produktet indeholder ikke latex.