



Varenummer 222312

Støttebælte, Dale, 23cm, hvid, med 3 ribbe, strækbar til 152-191 cm

Produktbeskrivelse

Anvendes til abdominal fiksering efter operationer. Bliver holdt sammen af EasyGrip strip. Dale støttebælte fås til forskellige maveomkreds og forskellige breder (ribbe) alt efter, hvilken støttegrad der ønskes.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Støttebælte
Varemærke	Dale
Farve	Hvid
Features	Med 3 ribbe, strækbar til 152-191 cm
Engangs/flergangs	Flergangs
Bredde	23 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan maskinvaskes og håndvaskes i koldt vand. Før vask skal EasyGrip strip delen lukkes, ellers svækkes deres lukkeegenskab. Hænges til tørre.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	58 cm	42.5 cm	25 cm	5703538847035
stk	1 stk				5703538847011



Produktet indeholder ikke latex.