



Varenummer 222350

Kortstræksbind, Coflex NL, 4,5m x 2,5cm, beige, selvhæftende, latexfri, usteril, engangs

- ✓ Kan rives over uden brug af saks
- ✓ kræver ikke ekstra fiksering



Produktbeskrivelse

Coflex NL selvhæftende kortstræksbind anvendes til behandling af ødemer ved venøs insufficiens, ved traumer og efter operationer. Kan endvidere anvendes som fiksering af bandager, gipsskinner m.m. Kan rives over uden brug af saks. Kræver ikke ekstra fiksering.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	Coflex
Vareserie	NL
Sekundær farve	Beige
Features	Selvhæftende, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Syntetiske fibre, syntetisk elastisk garn
Længde/dybde	4.5 m
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	30 rl	36.5 cm	20.5 cm	13.5 cm	724004511071
pk	2 rl	5.5 cm	5.5 cm	3 cm	724004610484
rl	1 rl				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

