



Produktdatablad

Kortstræksbind, selvhæftende/cohesivt, 7,5 cm x 4,5 m

Varenummer: 222352



Varedeklaration

Forpakning: 24 ruller pr. kolli. 80 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Kortstræksbind. Varemærke: Coflex. Vareserie: NL. Holdbarhed: 3 år. Sekundær farve: beige. Ingredienser/sammensætning: syntetiske fibre, syntetisk elastisk garn. Features: selvhæftende, latexfri, usteril. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 4,5 m. Bredde: 7,5 cm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Coflex NL selvhæftende kortstræksbind anvendes til behandling af ødemer ved venøs insufficiens, ved traumer og efter operationer. Kan endvidere anvendes som fiksering af bandager, gipsskinner m.m. Kan rives over uden brug af saks. Kræver ikke ekstra fiksering. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.