

Varenummer 222355



## Kortstræksbind, Coflex NL, 4,5m x 7,5cm, med smiley motiv, selvhæftende, engangs

- ✓ Kan rives over uden brug af saks
- ✓ kræver ikke ekstra fiksering



### Produktbeskrivelse

Coflex NL selvhæftende kompressionsbandage anvendes til behandling af ødemer ved venøs insufficiens, ved traumer og efter operationer. Kan endvidere anvendes som fiksering af bandager, gipsskinner m.m. Kan rives over uden brug af saks. Kræver ikke ekstra fiksering.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Kortstræksbind                                                                   |
| Varemærke                        | Coflex                                                                           |
| Vareserie                        | NL                                                                               |
| Features                         | Med smiley motiv, selvhæftende                                                   |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | Syntetiske fibre, syntetisk elastisk garn                                        |
| Længde/dybde                     | 4.5 m                                                                            |
| Bredde                           | 7.5 cm                                                                           |
| Certifikater                     | CE, MD                                                                           |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                         |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | 3 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| kl    | 24 rl      | 36.5 cm | 20.5 cm | 13.5 cm | 10724004602820 |
| rl    | 1 rl       |         |         |         | 5703538037290  |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.