



Varenummer 222358

Kortstræksbind, Coflex NL, 4,5m x 7,5cm, med børnemotiver, selvhæftende, latexfri, usteril, engangs

- ✓ Kan rives over uden brug af saks
- ✓ kræver ikke ekstra fiksering



Produktbeskrivelse

Coflex NL selvhæftende kortstræksbind anvendes til behandling af ødemer ved venøs insufficiens, ved traumer og efter operationer. Kan endvidere anvendes som fiksering af bandager, gipsskinner m.m. Kan rives over uden brug af saks. Kræver ikke ekstra fiksering.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	Coflex
Vareserie	NL
Features	Med børnemotiver, selvhæftende, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Syntetiske fibre, syntetisk elastisk garn
Længde/dybde	4.5 m
Bredde	7.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	24 rl	36.5 cm	20 cm	13.6 cm	10724004601915
rl	1 rl				5703538037351



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.