



Varenummer 222360

Kortstræksbind, Coflex, 4,5m x 2,5cm, beige, selvhæftende, latex, usteril

- ✓ Selvhæftende, ikke behov for ekstra fiksering, rives af uden brug af saks, kontrolleret kompression



Produktbeskrivelse

Coflex selvhæftende kompressionsbandage anvendes til behandling af ødemer ved venøs insufficiens, ved traumer og efter operationer. Hæfter på sig selv. Kan endvidere anvendes som fiksering af bandager, gipskinner m.m. Kan rives over uden brug af saks. Kræver ikke ekstra fiksering. Er til engangsbrug.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	Coflex
Sekundær farve	Beige
Features	Selvhæftende, latex, usteril
Materiale	Latex, PO
Ingredienser/sammensætning	Polyolefin fibre og elastisk garn. Latex.
Længde/dybde	4.5 m
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	30 rl	36.5 cm	20.5 cm	13.5 cm	724004311077
pk	2 rl	6 cm	6 cm	2.5 cm	724004311077
rl	1 rl				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder latex.

