

Varenummer 222361

Kortstræksbind, Coflex, 4,5m x 7,5cm, gul, selvhæftende

- ✓ Selvhæftende, ikke behov for ekstra fiksering, rives af uden brug af saks, kontrolleret kompression



Produktbeskrivelse

Coflex selvhæftende kompressionsbandage anvendes til behandling af ødemer ved venøs insufficiens, ved traumer og efter operationer. Hæfter på sig selv. Kan endvidere anvendes som fiksering af bandager, gipskinner m.m. Kan rives over uden brug af saks. Kræver ikke ekstra fiksering. Er til engangsbrug.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kortstræksbind
Varemærke	Coflex
Farve	Gul
Features	Selvhæftende
Materiale	PO, latex
Ingredienser/sammensætning	Polyolefin fibre og elastisk garn. Latex.
Længde/dybde	4.5 m
Bredde	7.5 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	24 rl	37 cm	22 cm	13 cm	5703538037924
rl	1 rl				5703538037917



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder latex.