

CoFlex®

Selvhæftende kortstræksbind



CoFlex® selvhæftende kortstræksbandage anvendes til fiksering af diverse bandager, som kompression efter diverse kirurgiske indgreb, efter blodprøvetagning etc. samt som kompressionsbehandling generelt. Fremstillingsmetoden betyder, at bandagerne giver en stabil og kontrolleret kompression.

Bandagerne er med et selvhæftende lag (indeholder latex), der klæber på sig selv, men ikke på hud eller sårbandager. Det er ikke nødvendigt, at fæstne bandagerne yderligere.

Fås i hudfarvet, samt gul og blå i forskellige bredder og 4,5 m længde.
Fås endvidere i ekstra lang (5,9 m) i hudfarvet.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Antal i æske
222360	CoFlex® kompressionsbandage, hudfarvet	2,5 cm x 4,5 m	30 ruller
222364	CoFlex® kompressionsbandage, hudfarvet	5 cm x 4,5 m	36 ruller
222365	CoFlex® kompressionsbandage, hudfarvet	7,5 cm x 4,5 m	24 ruller
222366	CoFlex® kompressionsbandage, hudfarvet	10 cm x 4,5 m	18 ruller
222367	CoFlex® kompressionsbandage, hudfarvet, ekstra lang	10 cm x 5,9 m	18 ruller
222361	CoFlex® kompressionsbandage, gul	7,5 cm x 4,5 m	24 ruller
222363	CoFlex® kompressionsbandage, blå	7,5 cm x 4,5 m	24 ruller
222362	CoFlex® kompressionsbandage, blå	10 cm x 4,5 m	18 ruller

TIJ / 12.03.12