



Produktdatablad

Kortstræksbind, Coflex, m/latex, 7,5cm x 4,5m, selvhæftende

Varenummer: 222365



Varedeklaration

Forpakning: 24 ruller pr. kolli. 80 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Kortstræksbind. Varemærke: Coflex. Holdbarhed: 3 år. Sekundær farve: beige. Materiale: latex, PO. Ingredienser/sammensætning: Polyolefin fibre og elastisk garn. Latex. Features: selvhæftende, latex, usteril. Længde/dybde: 4,5 m. Bredde: 7,5 cm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Coflex selvhæftende kompressionsbandage anvendes til behandling af ødemer ved venøs insufficiens, ved traumer og efter operationer. Hæfter på sig selv. Kan endvidere anvendes som fiksering af bandager, gipsskinner m.m. Kan rives over uden brug af saks. Kræver ikke ekstra fiksering. Er til engangsbrug. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.