



Varenummer 222370

Kompressionssæt, Coflex TLC, 2-lags, 4,6m x 10cm, lag 2 er med visuel indikator, latexfri

- ✓ absorberer fugt og sårsekret
- ✓ 2-lags kompressionsystem
- ✓ kontinuerlig og effektiv kompression



Produktbeskrivelse

Coflex TLC 2-lags kompressionssystem til behandling af venøse bensår og andre relaterede tilstande. Systemet yder kontinuerlig og effektiv kompression i op til 7 dage. Lag 1 er en blød PU-skum med et absorberende lag. Absorberer fugt og sårsekret og mindsker derved risiko for fx maceration. Lag 2 er en selvhæftende kortstræksbandage, der sikrer vedholdende kompression. Bandagerne hæfter på hinanden og holdes derved på plads. Må kun anvendes ved AAI lig eller over 0,8. Udførlig brugsvejledning medfølger.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kompressionssæt
Varemærke	Coflex
Vareserie	TLC
Features	Lag 2 er med visuel indikator, latexfri
Materiale	Polyester, PU, spandex
Længde/dybde	4.6 m
Bredde	10 cm
Antal lag	2-lags
Inkluderet tilbehør	Vejledning.
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	8 stk	34.2 cm	25.5 cm	20.5 cm	10724004610672
stk	1 stk				724004610675



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

