



Produktdatablad

Kompressionsbandagesæt, Coflex TLC Lite, 10cmx4,6m, 2-lags, selvhæftende/cohesivt

Varenummer: 222374



Varedeklaration

Forpakning: 8 Stk pr. Kolli, 50 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Kompressionssæt. Varemærke: Coflex. Vareserie: TLC Lite. Holdbarhed: 3 år. Materiale: polyester, PU, spandex. Antal lag: 2-lags. Features: lag 2, m/visuel indikator, latexfri, usteril. Længde/dybde: 4,6 m. Bredde: 10 cm. Certifikater: MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Inkluderet tilbehør: Vejledning. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Coflex TLC Lite 2-lags kompressionssystem til behandling af venøse bensår og andre relaterede tilstande. Systemet yder kontinuerlig og effektiv kompression i op til 7 dage. Lag 1 er en blød PU skum med et absorberende lag. Absorberer fugt og sårsekret og mindsker derved risiko f.eks. maceration. Lag 2 er en selvhæftende kortstræksbandage, der sikrer vedholdende kompression. Må kun anvendes ved AAI lig eller over 0,5. Udførlig brugsvejledning medfølger. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.