



Varenummer 222388

**Metalsug, Mediplast, 15cm x 2mm, med
vakuumkontrol, bøjet, engangs**



Produktbeskrivelse

Til kirurgisk indgreb og undersøgelse i bl.a. øret og næsen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Metalsug
Varemærke	Mediplast
Features	Med vakuumkontrol, bøjet
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Akryl, rustfrit stål
Længde/dybde	15 cm
Bredde	2 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	25 stk	27 cm	18 cm	8.2 cm	7395502054396
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt