



Varenummer 222417



Tubular bandage, ABENA, 20m x 16cm, hvid, Tubegaze A, T2, til krop, latexfri, usteril, engangs

- ✓ 100% bleget bomuld
- ✓ Luftgennemtrængelig
- ✓ Hudvenlig
- ✓ Latex fri



Produktbeskrivelse

ABENA Tubegaze A er en rundstrikket gazebandage af høj kvalitet i 100% bleget bomuld. Er latexfri, meget hudvenlig og luftgennemtrængelig. Kan udvides op til 3 gange sin egen bredde og samles igen ved træk i længderetning. Tubegazen er let at anlægge, sidder glat og uden folder. Leveres i dispenseræske, og har en ustrakt længde på 20m. Anvendes til fiksering af sårbandager, katetre og kanyler. Kan endvidere anvendes som underlag under gipsbandager og kompressionsbandager.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tubular bandage
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Tubegaze A, T2, til krop, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% bleget bomuld
Længde/dybde	20 m
Bredde	16 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	18 stk	58.5 cm	39.8 cm	49.1 cm	7395502100833
stk	1 stk				7395502100765



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.