



Varenummer 222429



## Tubular bandage, ABENA, 20m x 2,5cm, hvid, Tubegaze C, 12, til fingre og tæer, latexfri, usteril, engangs

- ✓ 100% ubleget bomuld
- ✓ Luftgennemtrængelig
- ✓ Latex fri
- ✓ Hudvenlig



### Produktbeskrivelse

ABENA Tubegaze C er en rundstrikket gazebandage af høj kvalitet i 100% ubleget bomuld. Er latexfri, meget hudvenlig og luftgennemtrængelig. Kan udvides op til 3 gange sin egen bredde og samles igen ved træk i længderetning. Tubegazen er let at anlægge, sidder glat og uden folder. Leveres i dispenseræske, og har en udstrakt længde på 20 m. Anvendes til fiksering af sårbandager, katetre og kanyler. Kan endvidere anvendes som underlag under gibsbandager og kompressionsbandager.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Tubular bandage
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Tubegaze C, 12, til fingre og tæer, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% ubleget bomuld
Længde/dybde	20 m
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	33 stk	58.4 cm	39.2 cm	18.4 cm	7395502101069
stk	1 stk				7395502100994



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.