



Varenummer 222440



Tubular bandage, ABENA, 10m x 10,75cm, hvid, dobbelt stretch, gul farvekode, til hoved og lille krop, latexfri, usteril, engangs

- ✓ Dobbeltstræk
- ✓ Elastisk
- ✓ Luftgennemtrængelig
- ✓ Hudvenlig
- ✓ Latex fri



Produktbeskrivelse

ABENA Tubular bandage med dobbeltstræk er et elastisk rundstrikket bandage af høj kvalitet. Bandagen er latexfri, meget hudvenlig og luftgennemtrængelig. Er elastisk i bredden, og er dermed let at anlægge, sidder sikkert og komfortabelt. Bandagen er velegnet til at pålægge over led, da leddet derved kan bevæges frit. Bandagen kan lægges enkelt eller dobbelt og er forsynet med farvestribe i midten, som indikerer størrelsen. Leveres i dispenseræske, og har en udstrakt længde på 10 m. Anvendes til fiksering af sårbandager, katetre og kanyler. Kan endvidere anvendes som underlag under gipsbandager og kompressionsbandager.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tubular bandage
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Dobbelt stretch, gul farvekode, til hoved og lille krop, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	59% viskose, 41% dorlastan
Længde/dybde	10 m
Bredde	10.75 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	14 stk	58.2 cm	40.1 cm	13.2 cm	7395502101212



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.