



Varenummer 222445



Tubular bandage, ABENA, 10m x 6,75cm, hvid, kompressionsbandage, str. C, til hænder, arme og fødder, latexfri, usteril

- ✓ Blød
- ✓ Brugervenlig
- ✓ Enkelforpakket
- ✓ Dispenser
- ✓ Hudvenlig



Produktbeskrivelse

ABENA Tubular Kompressionsbandage anvendes til fiksering samt kompressionsbehandling. Kan endvidere med fordel anvendes som støttebandage over led og muskler.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tubular bandage
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Kompressionsbandage, str. C, til hænder, arme og fødder, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	82% bomuld, 9% lycra, 9% polyamid
Længde/dybde	10 m
Bredde	6.75 cm
Vægt, netto	428 g
Vægt, brutto	481 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, UK MDR 2002
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	28 stk	58.4 cm	38.4 cm	38 cm	7395502107085
stk	1 stk				7395502101267



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

