



Varenummer 222452



Tubular bandage, ABENA, 10m x 22cm, hvid, kompressionsbandage, str. K, til mellem krop, latexfri, usteril, engangs

- ✓ Blød
- ✓ Brugervenlig
- ✓ Enkelforpakket
- ✓ Dispenser
- ✓ Hudvenlig



Produktbeskrivelse

ABENA Tubular Kompressionsbandage anvendes til fiksering samt kompressionsbehandling. Kan endvidere med fordel anvendes som støttebandage over led og muskler.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tubular bandage
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Kompressionsbandage, str. K, til mellem krop, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	82% bomuld, 9% lycra, 9% polyamid
Længde/dybde	10 m
Bredde	22 cm
Vægt, netto	1591 g
Vægt, brutto	1777 g
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	UK MDR 2002, MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 stk	59.2 cm	41 cm	39.8 cm	7395502101434



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.