



Varenummer 222453



Tubular bandage, ABENA, 10m x 32,5cm, hvid, kompressionsbandage, til stor krop, str. L

- ✓ Blød
- ✓ Brugervenlig
- ✓ Enkeltpakket
- ✓ Dispenser
- ✓ Hudvenlig



Produktbeskrivelse

ABENA Tubular Kompressionsbandage anvendes til fiksering samt kompressionsbehandling. Kan endvidere med fordel anvendes som støttebandage over led og muskler.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tubular bandage
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Kompressionsbandage, til stor krop, str. L
Ingredienser/sammensætning	82% bomuld, 9% lycra, 9% polyamid
Længde/dybde	10 m
Bredde	32.5 cm
Vægt, netto	2480 g
Vægt, brutto	2668 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	59 cm	40 cm	39.5 cm	5703538128370
stk	1 stk				5703538128356



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.