



Varenummer 222464

Øredræn, Bevel Bobbin, Ø1,14mm, hvid, plast, fluoroplastik



Produktbeskrivelse

Steril øredræn. Målet angiver den indvendige diameter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øredræn
Varemærke	Bevel Bobbin
Farve	Hvid
Features	Fluoroplastik
Materiale	Plast
Diameter	1.14 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	10 cm	8 cm	14 cm	8906039310177
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.