

Varenummer 222470

T-dræn, 6mm, Ø1,14mm, blå, silikone



Produktbeskrivelse

Steril øredræn. Målet angiver den indvendige diameter.



Specifikationer

Produktbetegnelse	T-dræn
Farve	Blå
Materiale	Silikone
Længde/dybde	6 mm
Diameter	1.14 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdatoen
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	14 cm	10 cm	0.8 cm	
stk	1 stk				8906039310153



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.