



Varenummer 222491



Skiftesæt, ABENA

- ✓ Skiftesæt
- ✓ Steril
- ✓ Pincet



Produktbeskrivelse

ABENA skiftesæt er udviklet til at gøre arbejdsgangen mere simpel for sundhedsprofessionelle i arbejdet med sårpleje. Skiftesættet er sterilt og indeholder de grundlæggende elementer i proceduren omkring sårplejen. Sættet indeholder: 4 stk nonwoven tamponer no. 3 og 2 stk. nonwoven swabs 5 x 5 cm, 6 ply og 2 stk. nonwoven swabs 7,5 x 7,5 cm, 6 ply og 2 stk. non-woven swabs 10 x 10 cm, 6 ply og 1 pincet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skiftesæt
Varemærke	ABENA
Engangs/flergangs	Engangs
Vægt, netto	17.7 g
Vægt, brutto	18.2 g
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	160 stk	53 cm	33 cm	41 cm	5703538252037
pk	20 stk	20 cm	16 cm	26 cm	5703538252020
stk	1 stk				5703538252013



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.