



Varenummer 224006

Lancetter, Bayers Microlet, 28G, (0,32 mm)



Produktbeskrivelse

Farvede MICROLET® lancetter er silikonerede for en mere nænsom prik. Lancetterne er 28 G i tykkelsen, så de er skånsomme, også mod følsom hud. MICROLET® lancetterne kommer i pakker på 200 stk. med syv forskellige farver. Lancetterne er beregnet til engangsbrug, og det anbefales at skifte lancetten efter hver blodprøve. De forskellige farver kan hjælpe dig med at huske at skifte lancetten hver gang. Lancetterne anvendes sammen med MICROLET®NEXT fingerprikker.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lancetter
Varemærke	Bayers
Vareserie	Microlet
Features	(0,32 mm)
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	28G
Materiale	PP, rustfrit stål
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2400 stk	20 cm	25 cm	10 cm	
pk	200 stk	10.5 cm	9.3 cm	6.2 cm	5016003597008
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.