



Varenummer 224021

Teststriimler, Contour next



Produktbeskrivelse

Anvendes til opsamling af blod til blodsuktermåling.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Teststriimler
Varemærke	Contour next
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	List B
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1200 stk	19.5 cm	14 cm	12.5 cm	
pk	50 stk	4.5 cm	4.2 cm	5.8 cm	
stk	1 stk				5016003732805



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.