



Varenummer 224022

Startsæt, Bayers Contour XT



Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af blodsukker med nøjagtighed og enkelt anvendelse. Startsættet indeholder et apparat, Microlet2 fingerprikker, 5 lancetter, 5 stk. ContourNext teststrimler, 2 stk. batterier og etui.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Startsæt
Varemærke	Bayers
Vareserie	Contour XT
Materiale	PP
Certifikater	CE
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Måletid 5 sekunder. Mulighed for avancerede funktioner, bl.a. indstilling af individuel påmindelse.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	8 stk	50 cm	15.3 cm	17.8 cm	
stk	1 stk				5016003725500



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.