



Varenummer 224197

Instrument, iLine microINR

✓ Pålidelige resultater på mindre end 1 minut



Produktbeskrivelse

Patientnær test til opfølgning af antikoagulationsbehandling. Måleprincippet er baseret på mikrofluid og et indbygget overvågningssystem. Måleområdet: 0,8-8 INR.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrument
Varemærke	ILine microINR
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Selvtest
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	24.2 cm	17 cm	6.8 cm	8436540290021



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.