



Varenummer 224209

Startsæt, Accu-Chek Aviva

Produktbeskrivelse

Accu-Chek Aviva apparatet er beregnet til brug sammen med Accu-Chek Aviva teststrimlen til kvantitativ måling af blodsukker i frisk vene-, arterie-, neonatalt og kapillærfuldblod som en hjælp i overvågningen af effektiviteten af blodsukkerkontrol. Egnede til hjemmemåling. Måletid 5 sekunder ved 0,6 mikroliter blod, 4 alarmer til at minde om måling, stort display, hukommelse for 500 målinger, gennemsnitsværdier for 7, 14 og 30 dage. Start-sættet indeholder et apparat, 10 teststrimler, fingerprikker, lancetter, etui og batterier.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Startsæt
Varemærke	Accu-Chek
Vareserie	Aviva
Holdbarhed	18 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Systemet er ikke beregnet til diagnosticering af eller screening for diabetes mellitus. Må kun anvendes sammen med Accu-Chek Aviva teststrimler og kontrolvæsker.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	13.5 cm	6.8 cm	16.2 cm	4015630063505