



Varenummer 224219

Fingerprikker, Accu-Chek Safe-T-Pro Plus, 23G, m/ 3 stikdybder

✓ 3 stikdybder

Produktbeskrivelse

Anvendes til frembringelse af bloddråbe via et lille stik til blodsuktermåling eller andre målinger med kapillærblod. Regulerbar med 3 forskellige stikdybder: lille 1,3 mm, middel 1,8 mm og stor 2,3 mm. Indstilles efter hudtype og ønsket prøvestørrelse.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fingerprikker
Varemærke	Accu-Chek
Vareserie	Safe-T-Pro Plus
Features	M/ 3 stikdybder
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	23G
Materiale	Metal
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 stk	55.2 cm	40.8 cm	36.6 cm	
pk	200 stk	18.2 cm	17.7 cm	11.2 cm	4015630006038
stk	1 stk				