



Varenummer 224219

## Fingerprikker, Accu-Chek Safe-T-Pro Plus, 23G, m/ 3 stikdybder

✓ 3 stikdybder



### Produktbeskrivelse

Anvendes til frembringelse af bloddråbe via et lille stik til blodsuktermåling eller andre målinger med kapillærblod. Regulerbar med 3 forskellige stikdybder: lille 1,3 mm, middel 1,8 mm og stor 2,3 mm. Indstilles efter hudtype og ønsket prøvestørrelse.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Fingerprikker
Varemærke	Accu-Chek
Vareserie	Safe-T-Pro Plus
Features	M/ 3 stikdybder
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	23G
Materiale	Metal
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/92/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	200 stk	17.3 cm	17.3 cm	11 cm	4015630006038
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.