



Produktdatablad

Fingerprikker, m/3 stikdybder, steril

Varenummer: 224219



Varedeklaration

Forpakning: 200 stk pr. pakke. Produktbetegnelse: Fingerprikker. Varemærke: Accu-Chek. Vareserie: Safe-T-Pro Plus. Materiale: metal. Features: m/ 3 stikdybder. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Størrelse på injektionssprøjtekanyle: 23G. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Anvendes til frembringelse af bloddråbe via et lille stik til blodsuktermåling eller andre målinger med kapillærblod. Regulerbar med 3 forskellige stikdybder: lille 1,3 mm, middel 1,8 mm og stor 2,3 mm. Indstilles efter hudtype og ønsket prøvestørrelse. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.