



Varenummer 224221

Teststrimler, Reflotron, til HDL kolesterol, 45 g



Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af HDL kolesterol på Reflotron instrument.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Teststrimler
Varemærke	Reflotron
Features	Til HDL kolesterol
Længde/dybde	4.4 cm
Bredde	4.4 cm
Højde	10 cm
Vægt, netto	45 g
Vægt, brutto	45 g
Certifikater	CE
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	18 måneder
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	19 cm	14 cm	24 cm	
pk	30 stk	4.4 cm	4.4 cm	10 cm	
stk	1 stk				4015630003686



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.