

Varenummer 224250

Trykmåler, Kikuhime, til måling af subbandagestryk



Produktbeskrivelse

Kikuhime trykmåler anvendes til trykmåling under fx bandager. Der medfølger udførlig brugsvejledning til produktet vedrørende trykmåling og kalibrering af apparatet. Trykmåleren er god at bruge i oplærings- og undervisningssituationer, hvor personale vil se med hvilket tryk bandagen bliver lagt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Trykmåler
Varemærke	Kikuhime
Features	Til måling af subbandagestryk
Inkluderet tilbehør	Vejledning.
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	19.5 cm	19.5 cm	7.5 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.