



Varenummer 224257

Aflastningsstol, Little Supporter, 13x17x22cm, til bandageskift

Produktbeskrivelse

Hjælpe middel ved behandling og/eller ved forbindelse af arm eller ben. Gennem passiv understøttelse sørger den for en direkte reduktion af den fysiske belastning f.eks. ved sårbehandling. Engangsslyngen på stativet gør den velegnet til sårpleje m.m. Selve stativet er produceret i et letvægtsmateriale, og er yderst stærk, slidstærkt og steriliserbart.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Aflastningsstol
Varemærke	Little Supporter
Features	Til bandageskift
Ingredienser/sammensætning	Glasfiber, plast
Længde/dybde	13 cm
Bredde	17 cm
Højde	22 cm
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	28 cm	21.2 cm	5.5 cm	8717127932009