

Little Supporter

Aflastningsstol



Little supporter, aflastningsstol incl. 100 slynger

Hjælpemiddel ved behandling og/eller ved forbinding af arm eller ben. Little Supporter er en videreudvikling af en "fiske- og jagtstol". Gennem passiv understøttelse sørger den for en direkte reduktion af den fysiske belastning f.eks. ved sårbehandling. Engangsslyngen på stativet gør den velegnet til sårpleje m.m. Selve stativet er produceret i et letvægtsmateriale, og er yderst stærk, slidstærk og steriliserbart.

Varenr.	Produkt	Størrelse (BxLxH)	Antal pr æske
224257	Little Supporter, aflastningsstol incl. 100 slynger	17x13x22 cm	1 stk
BHV / 24.01.13			