



Varenummer 224408

Penkanyle, Novofine, 30G, x 8 mm, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes til Novopen 1, Novopen 3 og Novolet insulinpenne.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Penkanyle
Varemærke	Novofine
Features	X 8 mm, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanylen	30G
Materiale	Plast, metal, silikone
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	6000 stk	41 cm	30.7 cm	37 cm	
boks	100 stk	12.9 cm	7.1 cm	6.8 cm	5703409000026
pk	100 stk	12.9 cm	7.1 cm	6.8 cm	
stk	1 stk				5703793000558



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt