

Varenummer 224411

Monofilament, 13cm, hvid



Produktbeskrivelse

Anvendes til undersøgelse af diabetes patienters fødder for neuropati.

Dette plastiske, indtrækkelige monofilament leveres med 3 ekstra monofilamenter og bruges til at evaluere både aftagende og tilbagevendende følelse som en del af en berøringstest. Det hjælper med at undersøge niveauer af sensorisk funktion og eventuelle ændringer i neurostatus. Monofilamentet er kalibreret ved 10g og har en størrelse på 13x2,5 cm, med en ekstra 4 cm monofilament til at understøtte diagnostiske procedurer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Monofilament
Farve	Hvid
Længde/dybde	13 cm
Vægt, brutto	10 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Monofilamentet må ikke klippes i.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	14.5 cm	8.5 cm	2 cm	8023279312829



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.