



Produktdatablad

# Monofilament til diagnosticering af perifer neuropati, 10 gr.

Varenummer: 224411



## Varedeklaration

Forpakning: 15 Stk pr. Æske. Produktbetegnelse: Monofilament. Farve: hvid. Vægt, brutto: 10 g. Længde/dybde: 13 cm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Anvendes til undersøgelse af diabetes patienters fødder for neuropati. Dette plastiske, indtrækkelige monofilament leveres med 3 ekstra monofilamenter og bruges til at evaluere både aftagende og tilbagevendende følelse som en del af en berøringstest. Det hjælper med at undersøge niveauer af sensorisk funktion og eventuelle ændringer i neurostatus. Monofilamentet er kalibreret ved 10g og har en størrelse på 13x2,5 cm, med en ekstra 4 cm monofilament til at understøtte diagnostiske procedurer. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Monofilamentet må ikke klippes i. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.