



Varenummer 224414

Insulinkanyle, Novofine Autocover, 30G, x 8 mm, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes til Novopen 1, Novopen 3 og Novolet insulinpenne. Forebygger stikskader, idet coveret trækker nålen tilbage efter insulininjektion.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Insulinkanyle
Varemærke	Novofine
Vareserie	Autocover
Features	X 8 mm, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	30G
Materiale	Metal, plast, silikone
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	2400 stk	36 cm	31 cm	34.3 cm	
pk	100 stk	14.7 cm	10.6 cm	7.7 cm	5712249116194
stk	1 stk				5705624002014



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE