

Varenummer 224419

Mundstykke, Schiller, Ø2,5cm, hvid, plast, med filter, rund, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med spirometri undersøgelser. Passer til Schiller spirometre SP-150/160/250

Specifikationer

Produktbetegnelse	Mundstykke
Varemærke	Schiller
Farve	Hvid
Features	Med filter, rund
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Plast
Diameter	2.5 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	24 cm	20 cm	3 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.