



Varenummer 224429

## Spirometri instrument, Custo, Spiro Protect mobile, 140x150x45mm, hvid, USB tilslutning



### Produktbeskrivelse

Custo Spiro Mobile softwarebaseret spirometer med USB-tilslutning til PC/arbejdsstation. Spirometeret anvendes sammen med CustoMed Grunds-oftware og CustoMed spirometri software som bl.a. indeholder øjeblikkelig visning af alle relevante spirometriparametre (FEV1, FVC, FEV1/FVC (Tiffeneau Index), samt mulighed for visning af mange andre parametre som PEF, IVC, lungealder etc., Z-score trend, LNN, sammeligning af LFU-test lavet på samme patient. Post-test måling. Børneanimation "Schnaufi the Dragon". Indstilling af flere forskellige forudsagte værdier, så som GLI, ECCS, DSAM, Knudson og mange andre. Det anbefales at anvende engangsmundstykke Custo Spiro Protect bakterie- og virusfilter som har en filtreringseffektivitet på min. 99.999 %, samt at tilkøbe en 3-liters kalibreringsprøjte.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Spirometri instrument
Varemærke	Custo
Model	Spiro Protect mobile
Farve	Hvid
Features	USB tilslutning
Længde/dybde	140 mm
Bredde	150 mm
Højde	45 mm
Vægt, netto	330 g
Strømspecifikationer	USB tilslutning
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	23.5 cm	34 cm	13.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.