


Spirometri

med custo spiro mobile

DK 0969 – TFL 0013 – V002 – 01-07-2010



- Kan anvendes mobilt med alle pc'er via USB-tilslutning
 - Enkel og hurtig udførelse af alle test
 - Alle målinger i én inspiration
-
- Alle målinger pr. patient kan sammenlignes og ses som tendenskurve
 - Let forståelige rapporter med fortrykte tekstmoduler
 - Brugervenlige A4-udskrifter med ét klik
 - Papirløs medicinsk praksis: Udsendelse af målinger og rapporter som e-mail, fax, pdf og som evalueringsfil (.cst)
 - Fleksible tilslutningsmuligheder til eksisterende it-strukturer (HL7, FDA-XML, SQL, GDT, SCP)



Din autoriserede forhandler af custo med



Leibnizstr. 7, 85521 Ottobrunn, Tyskland
Tlf.: +49 (0)89 71098-00, Fax: +49 (0)89 71098-10
E-mail: info@customed.de, Internet: www.customed.de

custo spiro mobile og spiro protect

BTPS	Body Temperature Pressure Saturated (volumen omregnet til legemstemperatur (37°C) ved rådende barometertryk og mættet med vanddamp)
Nøjagtighed	ATS standard, ISO 23747
Luftmodstand	2kPa at 12 l/s
Måleområde	± 12 l
Opløsning	12 bit
Linearitet	± 2 %
Strømforsyning	via USB-stik
Dækning/kabellængde	ca. 5 m
Størrelse	ca. 140 * 150 * 45 mm (L * B * H)
Vægt	ca. 329 g
Driftsbetingelser	Temperatur: +10 °C – +40 °C Luftfugtighed: 10 – 90 %, ikke-kondenserende Lufttryk: 900 – 1200 hPa Anvendelseshøjde: 0 – 3.000 m
Klassifikation	Beskyttelsesklasse II, klasse IIa, type BF, DIN EN 60601-1
Softwarekrav	custo diagnostic 3.7 og højere
Perfekt hygiejnekoncept	Bakterie- og virusfilter, custo spiro protect (ekstraudstyr) Til engangsbrug Fremstillet i overensstemmelse med DIN EN 1822-1 Filterklasse H13 (HEPA, 99,95 %) Testet i henhold til DIN EN ISO 10933-1 eller Desinficering i henhold til producentens anvisninger
Spirometri, softwarefunktioner ➔ Målinger i henhold til nationale og internationale normværdier ➔ Animationsfilm (børnemotivation) "Dragen Schnaufi" ➔ Tydelig visning af målte værdier og målekurver med farvekoder ➔ Overskueligt opstillet behandlingsoversigt med automatisk langtidsudvikling	

Medfølger ved levering
custo spiro mobile inkl.
målehoved med keramisk
filter og mundstykke
bakterie- og virusfilter
custo spiro protect
næseklemme

