



Varenummer 224430

Spirometri software, Custo, Custo Vit Prof

Produktbeskrivelse

Custo vit spirometri software, anvendes sammen med Spiro mobile lungefunktions instrument til udførelse af udvidte lungefunktion.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Spirometri software
Varemærke	Custo
Model	Custo Vit Prof
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				