



Varenummer 224431

EKG software Custo cardio, CustoMed, Custo Cardio

Produktbeskrivelse

Custo cardio software til CustoMed ekg-apparat, anvendes sammen med CustoMed grundsoftware.

Specifikationer

Produktbetegnelse	EKG software Custo cardio
Varemærke	CustoMed
Model	Custo Cardio
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				