



Varenummer 224432

ABPM datatransmission sæt, Custo, Screen 300, til 24 timers døgnblodtryksmåling

Produktbeskrivelse

ABPM Datatransmission sæt, Screen start kit IRDA, anvendes sammen med Custoscreen 300 instrument til overførelse af data til Custo screen standard software.

Specifikationer

Produktbetegnelse	ABPM datatransmission sæt
Varemærke	Custo
Model	Screen 300
Features	Til 24 timers døgnblodtryksmåling
Strømspecifikationer	USB tilslutning
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	20.5 cm	13 cm	6 cm	4050202250587