



Varenummer 224433

ABPM software, Custo, Screen standard, 24 timers blodtryksmåling

Produktbeskrivelse

ABPM Custo screen standard software, anvendes sammen med Custo screen 24 timers blodtryksapparat. Forudgående installation af CustoMed grundsoftware er påkrævet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	ABPM software
Varemærke	Custo
Model	Screen standard
Features	24 timers blodtryksmåling
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				