


ABPM med custo screen 200 | op til 72 timers blodtryksmåling



- Kort måletid (under 30 sekunder)
- Høj patientkomfort pga. meget støjsvage målinger og blodtrykstilpasset inflationsregulering
- Nøjagtige måleresultater pga. høj kvalitet og temperaturuafhængig tryksensor
- Tydelig udlæsning med let overskuelig grafik, måletabel og sammenligningsmuligheder

- Alle målinger pr. patient kan sammenlignes og ses som tendenskurve
- Let forståelige rapporter med fortrykte tekstmoduler
- Brugervenlige A4-udskrifter med ét klik
- Papirløs medicinsk praksis: Udsendelse af målinger og rapporter som e-mail, fax, pdf og som evalueringsfil (.cst)
- Fleksible tilslutningsmuligheder til eksisterende it-strukturer (HL7, FDA-XML, SQL, GDT, SCP)



Din autoriserede forhandler af custo med



Leibnizstr. 7, 85521 Ottobrunn, Tyskland
Tlf.: +49 (0)89 71098-00, Fax: +49 (0)89 71098-10
E-mail: info@customed.de, Internet: www.customed.de

custo screen 200

Målemetode	Oscillometrisk måling, automatisk nulbalance
Manchettryk	Hjertefrekvens35-220 slag i minuttet Systolisk blodtryk70-270 mmHg Diastolisk blodtryk40-155 mmHg max. 300 mmHg
Maks. antal målinger	512
Maksimal optagelsestid	72 timer
Varighed af en måling	< 30 sekunder
Måleintervaller	Standard: Dag: hver 15 min., nat: hver 30 min., valgfri ekstra fase, intervaller kan indstilles til mellem 5 og 90 minutter oprettelse af individuelle profiler
Manchetstørrelser	Lille (børn)20 – 24 cm Standard (medfølger ved levering)24 – 32 cm XL32 – 40 cm XXL (med eller uden holder)38 – 50 cm
Dataoverførsel	Infrarød (via custo com USB-stik)
Strømforsyning	3 stk. 1,5 V-batterier, type AA eller 3 stk. genopladelige batterier, Ni-MH, 1,2 V, min. 1500 mAh
Mål	Størrelse: ca. 100 x 66 x 26 mm (L x B x H) Vægt: ca. 180 g (uden batterier)
Klassifikation	Beskyttelsesklasse III, klasse IIa, type BF, DIN EN 60601-1
ABPM softwarefunktioner ➔ Grafik over blodtryk og hjertefrekvens med enkeltværdier og timeværdier ➔ Patientdagbog, som kan udskrives og føres digitalt ➔ Hurtig identifikation af overskredne grænseværdier ➔ Overskueligt opstillet behandlingsoversigt med automatisk langtidsudvikling	

Medfølger ved levering

custo screen 200
 Blodtryks-manchet
 (standard)
 3 batterier
 Bæretaske og bælte
 custo com USB-stik

Ekstraudstyr:

kombinationsmåler med
 Holter EKG-modul til
 samtidig måling af blodtryk
 og EKG

